

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Инструменты и расходные материалы

aae.ru




СОДЕРЖАНИЕ

Система индентификации пыльных полотен _____	4 стр.
Травматология и ортопедия _____	5-12 стр.
Стернотомия _____	13 стр.



СИСТЕМА ИНДЕНТИФИКАЦИИ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

122 мм



SB.122.097.19.3

SB.

122.

общая длина

097.

длина рабочей части

19.

ширина

3

толщина




ширина полотна	значение	толщина (мм)
	5 мм	9
	8 мм	8
	10 мм	7
	12 мм	6
	13 мм	5
	15 мм	4
	19 мм	3
	22 мм	2
	24 мм	1
	25 мм	
	33 мм	




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину


ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ




Артикул	SB.050.025.08.7S		
Толщина	0,60 мм		



Артикул	SB.050.025.10.7S		
Толщина	0,60 мм		



Артикул	SB.050.025.15.6S		
Толщина	0,80 мм		



Артикул	SB.057.032.10.7S		
Толщина	0,60 мм		







РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину


ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ




Артикул	SB.070.045.05.7S		
Толщина	0,60 мм		



Артикул	SB.070.045.08.7S		
Толщина	0,60 мм		



Артикул	SB.070.045.10.7S		
Толщина	0,60 мм		



Артикул	SB.070.045.10.7S	SB.070.045.10.6	
Толщина	0,60 мм	0,80 мм	






РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


полотна представлены в натуральную величину

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ




Артикул SB.070.045.12.7S

Толщина 0,60 мм




Артикул SB.075.050.20.7

Толщина 0,60 мм



Артикул SB.070.045.15.6

Толщина 0,80 мм



Артикул SB.075.050.10.6

Толщина 0,80 мм






РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


полотна представлены в натуральную величину

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ




Артикул SB.075.050.15.6

Толщина 0,80 мм




Артикул SB.090.065.13.4

Толщина 1,2 мм



Артикул SB.090.065.22.6

Толщина 0,80 мм



Артикул SB.090.065.24.4

Толщина 0,80 мм







РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину


ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ




Артикул	SB.100.075.13.4		
Толщина	1,20 мм		



Артикул	SB.100.075.19.4		
Толщина	1,20 мм		



Артикул	SB.100.075.22.5		
Толщина	1,00 мм		



Артикул	SB.105.080.12.6		
Толщина	0,80 мм		







РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину


ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ




Артикул	SB.110.085.13.6	SB.110.085.13.5	SB.110.085.13.4
Толщина	0,80 мм	1,00 мм	1,20 мм



Артикул	SB.110.085.19.5		
Толщина	1,00 мм		



Артикул	SB.110.085.22.6	SB.110.085.22.5	SB.110.085.22.4	SB.110.085.22.3
Толщина	0,80 мм	1,00 мм	1,20 мм	1,27 мм



Артикул	SB.115.090.19.4		
Толщина	1,20 мм		







РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину


ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ



Артикул	SB.120.095.19.5	SB.120.095.19.4	SB.120.095.19.3
Толщина	1,00 мм	1,20 мм	1,27 мм



Артикул	SB.120.095.22.4	SB.120.095.22.3	
Толщина	1,20 мм	1,27 мм	



Артикул	SB.120.095.24.3		
Толщина	1,27 мм		







РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ



Артикул	SB.120.095.24.3		
Толщина	1,27 мм		



Артикул	SB.122.097.19.3		
Толщина	1,27 мм		







РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

полотна представлены в натуральную величину

СТЕРНОТОМИЯ



Артикул	SB.090.065.33.6		
Толщина	0,80 мм		



Артикул	SB.050.030.82.7		
Толщина	0,60 мм		





ООО «Крилайн»

220114, г. Минск. ул. Ф. Скорины, 14, к.407

Телефон/факс: +375 17 392-12-67

e-mail: info@kriline.by